


Поликлональное Антитело К Fcgr3A Для Wb, Elisa - P08637

Артикул: CM0024900



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого FCGR3A (CD16), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестно реагирует с мышиным и крысиным гомологом. Подходит для изучения антителозависимой клеточной цитотоксичности и биологии NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FCGR3A кроличья пАб
Примечания/алиасы	CD16, FCG3, CD16A, FCGR3, IGFR3, IMD20, FCR-10, FCRIII, CD16-II, FCGRIII, FCRIIIA, FcGRIIIA, FCGR3A
Вид	Человек
GeneID (человек)	2214
GeneID	2214
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 150-250 человеческого FCGR3A (NP_000560.7)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08637
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом