

Кроличья Поликлональная Антитело Против Fcgr3B Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O75015

Артикул: CM0026711



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого FCGR3B (Fc гамма-рецептор III-B). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	FCGR3B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIIb; FCGR3B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2215
GeneID	2215
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-233 человеческого FCGR3B (NP_000561.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75015
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	В пакете со льдом