

Анти-Fcgr3B Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Elisa - O75015

Артикул: CM0016212



введение

Кроличья поликлональная антитело к FCGR3B (CD16b), валидированная для WB и ELISA. Распознает человеческий и крысиный низкоаффинный рецептор Fc IgG III-B, ловушку иммунных комплексов, экспрессируемую нейтрофилами. Получено от кролика, иммунизированного рекомбинантным белком FCGR3B человека (1-233 а.к.).

[Узнать больше](#)

Основные спецификации продукта	Детали
Название продукта	FCGR3B кроличье pAb
Примечания/Псевдонимы	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIIb; FCGR3B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2215
GeneID	2215
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-233 FCGR3B человека (NP_000561.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O75015
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом