

## Кроличье Моноклональное Антитело Против Fcgrt/Fcrn Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P55899

Артикул: CM0007531



### введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на FCGRT/FCRN (FcRn), подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным, крысиным белком. Рекомбинантный иммуноген. Идеально для исследования транспорта и рециклинга IgG.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье mAb против FCGRT/FCRN                                                                                                         |
| Примечания/Альтернативные названия | FCRN; FcγmRn; альфа-цепь рецептора-транспортера Fc фрагмента IgG; FCGRT/FCRN                                                           |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                |
| ID гена (Человек)                  | 2217                                                                                                                                   |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-290 человеческого FCGRT/FCRN (NP_004098.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                 |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                   |
| SWISS                              | P55899                                                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка           | 40 кДа                                                                                                                                 |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                      |