


Кроличья Поликлональная Антитело К Fcn1 Для Вб И Ифа - 000602

Артикул: CM0030182



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого FCN1 (М-фиколин). Подходит для вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человека, мышь и крысу. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета и пути комплемента.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FCN1 кроличья пАб
Примечания/Алиасы	FCNM; FCN1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2219
GeneID	2219
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-326 человеческого FCN1 (NP_001994.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	000602
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Холодильный пакет