


Поликлональные Антитела Против Fcn2 Для Wb, Elisa - Q15485

Артикул: CM0019187



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого FCN2 (Ficolin-2), валидированные для WB и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для изучения врожденного иммунитета и системы комплемента.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FCN2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	P35; FCNL; EBP-37; ficolin-2; FCN2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2220
GeneID	2220
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 230-290 человеческого FCN2 (NP_004099.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15485
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом