

Кроличья Поликлональная Антитело Против Fcrl3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q96P31

Артикул: CM0014351

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого FCRL3 (MAIA), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований биологии В-лимфоцитов, иммунной регуляции и оплодотворения. Реагирует с FCRL3 человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FCRL3 кроличья пАб
Примечания/псевдонимы	MAIA; FCRH3; IFGP3; IRTA3; SPAP2; CD307c; FCRL3
Вид	Человек
ID гена (человек)	115352
ID гена	115352
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 18–180 человеческого FCRL3 (NP_443171.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96P31
Молекулярная масса белка	81 кДа
Доставка	Холодильный пакет