

Поликлональное Антитело Кролика Против Fdps Для Вб, Ифа - P14324

Артикул: CM0027968



введение

Поликлональное антитело кролика против FDPS (FPPS), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белком. Направлено против фарнезилпирофосфатсинтазы — ключевого фермента биосинтеза изопrenoидов. Подходит для исследований в области онкологии, метаболизма и липидной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FPS/FDPS кроличье пАт
Примечания/алиасы	FPS; FPPS; POROK9; FPS/FDPS
Вид	Человек
ID гена (человек)	2224
ID гена	2224
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-419 человеческого FPS/FDPS (NP_001995.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14324
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодильный пакет