

Поликлональные Антитела Против Fdx1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P10109

Артикул: CM0024183



введение

Эти кроличьи поликлональные антитела направлены против человеческого FDX1 (адренодоксина), митохондриального ферредоксина, необходимого для стероидогенеза. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); они перекрестно реагируют с мышью и идеально подходят для метаболических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FDX1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FDX1; ADX; FDX; LOH11CR1D; ферредоксин 1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2230
ID гена	2230
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 61-160 человеческого FDX1 (NP_004100.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P10109
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка со льдом