

Поликлональные Антитела Против Fdx1/Adx Для Вб, Ип, Иф/Икк, Игс-Г, Ифа — P46656

Артикул: CM0029696

введение

Кроличьи поликлональные антитела к ферредоксину 1 (FDX1/ADX), подходящие для Вестерн-блота, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Обнаруживают белок человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований стероидогенеза и митохондриального транспорта электронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FDX1/ADX кроличьи поликлональные антитела
Примечания/синонимы	FDX1; ADX; FDX; LOH11CR1D; ferredoxin 1
Вид иммуногена	Мышь
ID гена (человек)	2230
ID гена (мышь)	14148
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 99-188 мышиного FDX1/ADX (NP_032022.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФ/ИКК, ИГС-Г, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46656
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Хладоэлемент