

## Поликлональное Антитело Кролика Против Fdx1/Adx Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P10109

Артикул: CM0024736



### введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий FDX1/ADX (адренодоксин). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека. Исследуйте стероидогенез, митохондриальный транспорт электронов и биологию надпочечников. UniProt P10109.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Поликлональное антитело кролика против FDX1/ADX                                                                                                            |
| Примечания/Альтернативные названия | ADX; FDX; LOH11CR1D; FDX1/ADX                                                                                                                              |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                                    |
| GeneID (Человек)                   | 2230                                                                                                                                                       |
| GeneID                             | 2230                                                                                                                                                       |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-184 человеческого FDX1/ADX (NP_004100.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                     |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                                    |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                                                      |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                                                    |
| SWISS                              | P10109                                                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка           | 19 кДа                                                                                                                                                     |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                                          |