

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Fdхr Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P22570

Артикул: CM0026273

введение

Поликлональные кроличьи антитела против FDXR, валидированные для WB и ELISA, реагирующие с человеческим, мышинным и крысиным белками. Подходят для исследований митохондриальной системы P450, изучения биосинтеза коэнзима Q и исследований окислительно-восстановительного метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FDXR Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ADR; ADXR; ANOA; FDXR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2232
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 252-491 человеческого FDXR (NP_077728.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22570
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом