


Поликлональные Антитела Против Fen-1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P39748

Артикул: CM0015008



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому FEN-1 (MF1, RAD2), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Перекрестно реагируют с мышиным белком. Идеально подходят для исследования репликации и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FEN-1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	MF1; RAD2; FEN-1
Вид	Человек
ID гена	2237
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 50-380 человеческого FEN-1 (NP_004102.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P39748
Молекулярная масса белка	43кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом