


Кроличье Моноклональное Антитело Против Fen-1 Для Вестерн-Блоттинга, IHC-P, Elisa - P39748

Артикул: CM0004600



введение

Кроличье моноклональное антитело FEN-1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Определяет эндогенные уровни FEN-1 у человека и мыши. FEN-1 является ключевой нуклеазой в репликации и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к FEN-1
Примечания/Альтернативные названия	MF1; RAD2; FEN-1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2237
ID гена	2237
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 белка FEN-1 человека (P39748).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P39748
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике