


Поликлональные Антитела Против Fer Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P16591

Артикул: CM0030295



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого FER (TYK3/p94-Fer) для Вестерн-блоттинга и иммуноферментного анализа. Обнаруживают FER в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения клеточной адгезии, миграции и рецепторной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FER Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	TYK3; PPP1R74; p94-Fer; FER
Вид	Человек
ID гена (человек)	2241
ID гена	2241
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200–450 человеческого FER (NP_005237.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P16591
Молекулярная масса белка	95 кДа
Доставка	Айс-бокс