

Поликлональные Антитела К Anti-Fer1L5 Для Wb, If-P, Elisa - A0AVi2

Артикул: CM0024381

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против человеческого FER1L5, валидированные для WB, IF-P и ELISA. Обнаруживают перекрестную реактивность с мышью и крысой. Идеальны для исследований акросомной реакции и слияния мышечных клеток. A0AVI2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FER1L5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FER1L5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	90342
ID гена	90342
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1350-1670 человеческого FER1L5 (NP_001280012.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	A0AVI2
Молекулярный вес белка	238кДа
Доставка	Сумка со льдом