

Поликлональное Антитело Против Ферредоксин-Редуктазы Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции (If-P), Elisa - P22570

Артикул: CM0019837

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на ферредоксин-редуктазу (FDXR). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF-P), ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Исследуйте митохондриальный перенос электронов в системе P450 и биосинтез кофермента Q.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Поликлональное антитело кролика против ферредоксин-редуктазы
Примечания/Альтернативные названия	ADR; ADXR; ANOA; FDXR
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2232
ID гена	2232
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 142-491 ферредоксин-редуктазы человека (NP_077728.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P22570
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом