

Кроличье Моноклональное Антитело Против Ферредоксинредуктазы Для Wb — P22570

Артикул: CM0009193

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на ферредоксинредуктазу человека (FDXR). Валидировано для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований митохондриальной системы P450 и метаболизма стероидов. Прогнозируемая полоса: 54 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ферредоксинредуктазе
Примечания/синонимы	ADR; ADXR; ANOA
Вид	Человек
Идентификатор гена	2232
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 142-491 ферредоксинредуктазы человека (NP_077728.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P22570
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом