


Моноклональное Антитело К Тяжелой Цепи Ферритина Для Wb, If-P, Elisa - P02794

Артикул: CM0002721



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на тяжелую цепь ферритина человека (FTH1). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА; обладает перекрестной реактивностью с мышами и крысами. Идеально подходит для исследований метаболизма железа, аутофагии и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к тяжелой цепи ферритина
Примечания/Псевдонимы	FHC; FTH; HFE5; PLIF; FTHL6; PIG15; тяжелая цепь ферритина
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2495
GeneID	2495
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 тяжелой цепи ферритина человека (P02794).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02794
Молекулярная масса белка	21 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом