

Моноклональное Антитело К Тяжелой Цепи Ферритина Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - P02794

Артикул: CM0004856

введение

Кроличье моноклональное антитело к тяжелой цепи ферритина, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Нацелено на FTH1, ключевой белок хранения железа с ферроксидазной активностью. Подходит для исследований аутофагии, гомеостаза железа и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело PolymAb® к тяжелой цепи ферритина
Примечания/Альтернативные названия	FHC; FTH; HFES; PLIF; FTHL6; PIG15; Тяжелая цепь ферритина
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2495
GeneID	2495
Иммуноген	Синтетический пептид, полученный из тяжелой цепи ферритина человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02794
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом