


Поликлональное Антитело Против Тяжелой Цепи Ферритина Для Вестерн-Блоттинга, Игх-Парафин, Иммунофлуоресценции/Ицх, Ифа - P02794

Артикул: CM0016187



введение

CamelBio поставляет это поликлональное антитело кролика против тяжелой цепи ферритина для вестерн-блоттинга, ИГХ-парафин, иммунофлуоресценции/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным, крысиным FTH1 (21 кДа). Идеально для исследований метаболизма железа и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к тяжелой цепи ферритина
Примечания/Альтернативные названия	FHC; FTH; HFE5; PLIF; FTHL6; PIG15; Тяжелая цепь ферритина
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2495
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-183 тяжелой цепи ферритина человека (NP_002023.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-парафин, иммунофлуоресценция/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02794
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом