


Поликлональное Антитело Против Лёгкой Цепи Ферритина Для Wb, Ihc-P, Elisa — P02792

Артикул: CM0019911



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на лёгкую цепь ферритина человека (FTL). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Даёт перекрёстную реакцию с белками мыши и крысы. Полезно для исследований гомеостаза железа и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Подробности
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к лёгкой цепи ферритина
Примечания/синоним	LFTD; NBIA3; лёгкая цепь ферритина
Вид	Человек
GeneID (человек)	2512
GeneID	2512
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-175 лёгкой цепи ферритина человека (NP_000137.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02792
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом