


Поликлональные Кроличьи Антитела К Феррохелатазе (Fech) Для Вб, Игг-П, Ифа — P22830

Артикул: CM0030742



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческой феррохелатазе (FECH), подходящие для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИГГ-п) и ИФА. Распознают FECH человека, мыши и крысы, подходят для исследований биосинтеза гема и митохондриальных функций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к FECH
Примечания/Альтернативные названия	EPP; FCE; EPP1; FECH
Вид	Человек
ID гена	2235
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-200 человеческого FECH (NP_000131.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-п, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22830
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Сухой лед/холодовой пакет