

Моноклональное Антитело Против Фетуина A/Ahsg Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P02765

Артикул: CM0002107

введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Фетуина A/AHSG, валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Идеально подходит для исследований минерализации костей, эндоцитоза и функции плазменных белков. SWISS: P02765.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против Фетуина A/AHSG
Примечания/алиасы	AHS; A2HS; HSGA; APMR1; FETUA; Fetuin A/AHSG
Вид	Человек
ID гена (человек)	197
ID гена	197
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Фетуина A/AHSG (P02765)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02765
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	С холодильным элементом