


Кроличья Поликлональная Антитело Против Ffar3 Для Вб, Ифа — O14843

Артикул: CM0016334



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого FFAR3 (GPR41), валидированная для Вестерн-блота и ИФА, перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Предназначено для исследований энергетического гомеостаза, кишечного иммунитета и сигналинга короткоцепочечных жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Название продукта	Кроличья пАб к FFAR3
Примечания/алиасы	FFA3R; GPR41; GPR42; FFAR3
Вид	Человек
GeneID (человек)	2865
GeneID	2865
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 257-346 человеческого FFAR3 (NP_005295.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	O14843
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Холодовой пакет