

Кроличья Поликлональная Антитела Против Ffar4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q5NuI3

Артикул: CM0023620



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого FFAR4 (GPR120), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с человеческим, мышиным и крысиным белком. Идеальны для исследований по сенсорике жирных кислот, адипогенезу и метаболическому воспалению.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb против FFAR4
Примечания/Альтернативные названия	GT01; PGR4; OB10Q; BMIQ10; GPR120; GPR129; O3FAR1; FFAR4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	338557
GeneID	338557
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого FFAR4 (NP_859529.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5NUL3
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	В сумке со льдом