

Поликлональное Антитело К Fgd1 Кролика Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98174

Артикул: CM0022888

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого FGD1 (белок 1, содержащий домены FYVE, RhoGEF и PH), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Подходит для образцов человека, мыши и крысы. Идеально для изучения регуляции актинового цитоскелета и морфологии клеток, опосредованных CDC42.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGD1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	AAS; FGDY; MRXS16; ZFYVE3; FGD1
Вид	Человек
GeneID	2245
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 700-800 человеческого FGD1 (NP_004454.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P98174
Молекулярная масса белка	107 кДа
Условия транспортировки	Хладагент