

Моноклональное Антитело Против Fgf1 Для Вб, Иф/Ик, Ифа - P05230

Артикул: CM0008800



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого FGF1 (aFGF, гепарин-связывающий фактор роста 1). Валидировано для применений ВБ, ИФ/ИК, ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим, мышиным и крысиным FGF1. Идеально подходит для исследования путей клеточной пролиферации и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGF1 кроличье мкАт
Примечания/Алиасы	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2246
GeneID	2246
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 56-155 человеческого FGF1 (P05230))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05230
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Холодильный пакет