

Моноклональное Антитело Против Fgf1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Elisa - P05230

Артикул: CM0006480



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий FGF1 (aFGF), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Для исследований выживаемости клеток, ангиогенеза и дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGF1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLI0703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2246
GeneID	2246
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-155 человеческого FGF1 (NP_000791.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦХ, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05230
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом