

Поликлональные Антитела Против Fgf1 Для Иф/Мкц, Ифа - P05230

Артикул: CM0016384



введение

Кроличьи поликлональные антитела против FGF1, валидированные для ИФ/МКЦ и ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Исследуют роль FGF1 в выживании клеток, ангиогенезе и дифференцировке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2246
GeneID	2246
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/МКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05230
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	В ледяном пакете