

Анти-Fgf1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05230

Артикул: CM0017319



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого FGF1, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований клеточного роста, ангиогенеза и дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGF1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2246
ID гена	2246
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 16-155 человеческого FGF1 (NP_000791.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05230
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сумка со льдом