

Поликлональное Антитело Кролика К Fgf1 Anti-Fgf1 Rabbit Polymab® Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — P05230

Артикул: CM0010912



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика к FGF1 (PolymAb®), валидированное для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Выявляет FGF1 человека, мыши и крысы с расчетной молекулярной массой 17 кДа. Идеально подходит для исследований ангиогенеза и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGF1 Rabbit PolymAb®
Примечания/синонимы	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha
Вид	Человек
GeneID (человек)	2246
GeneID	2246
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P05230
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом