

## Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Fgf10 Для Wb, Elisa — O15520

Артикул: CM0016036



### введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-FGF10, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения эмбрионального развития, пролиферации и дифференцировки клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                |
|---------------------------|-------------------------|
| Название продукта         | FGF10 Rabbit pAb        |
| Примечания/синоним        | LADD3; FGF10            |
| Вид                       | Человек                 |
| GeneID (человек)          | 2255                    |
| GeneID                    | 2255                    |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок    |
| Источник                  | Кролик                  |
| Категория                 | Поликлональные антитела |
| Применение                | WB, ELISA               |
| Перекрёстная реактивность | Мышь, крыса             |
| SWISS                     | O15520                  |
| Молекулярная масса белка  | 23 кДа                  |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом          |