

Поликлональные Антитела Против Fgf17 Для Wb, If/Icc, Elisa - O60258

Артикул: CM0019460

введение

Поликлональные кроличьи антитела против FGF17, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный FGF17, секретируемый фактор роста, имеющий решающее значение для развития мозга эмбриона. Идеально подходят для исследований в области биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGF17 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	HN20; FGF-13; FGF-17; FGF17
Вид	Человек
GeneID (человек)	8822
GeneID	8822
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60258
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом