


Кроличья Моноклональная Антитела Против Fgf2 Для Wb, Ифа - P09038

Артикул: CM0007034



введение

Кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий FGF2, подходит для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает множество изоформ (17-30 кДа). Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Полезна для изучения выживания клеток, ангиогенеза и дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGF2 Rabbit mAb
Примечания/псевдонимы	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; FGF2
Вид	Человек
ID гена (человек)	2247
ID гена	2247
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P09038
Молекулярная масса белка	17кДа/21кДа/22кДа/30кДа
Доставка	Холодильный пакет