

Анти-Fgf2 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P09038

Артикул: CM0022336



введение

Поликлональные антитела кролика к FGF2, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают человеческий FGF2 и перекрестно реагируют с мышами и крысами. Подходят для исследований роста клеток, дифференцировки и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGF2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; F2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2247
GeneID	2247
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого FGF2 (NP_001997.5).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09038
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка со льдом