

Кроличья Поликлональная Антитело Против Fgf2 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - P09038

Артикул: CM0018263



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому FGF2 (bFGF), валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Подходит для исследования клеточной пролиферации, дифференцировки и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGF2 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; FGF2
Вид антигена	Человек
GeneID (человек)	2247
GeneID	2247
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09038
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом