


Поликлональное Антитело Против Fgf21 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nsa1

Артикул: CM0017552



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого FGF21, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует человеческий и мышиный FGF21, секретируемый фактор роста, регулирующий гомеостаз глюкозы и чувствительность к инсулину.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGF21 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	FGF21
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26291
GeneID	26291
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-209 человеческого FGF21 (NP_061986.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NSA1
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике