

Моноклональное Кроличье Антитело К Fgf23 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Gzv9

Артикул: CM0007624



введение

Кроличье моноклональное антитело к FGF23, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий FGF23 — ключевой регулятор метаболизма фосфата и витамина D. Идеально подходит для исследований заболеваний костей и почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к FGF23
Примечания/алиасы	ADHR; FGFN; HYPF; HFTC2; HPDR2; RHPTC; FGF23
Вид	Человек
ID гена (человек)	8074
ID гена	8074
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 25–251 человеческого FGF23 (NP_065689.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9GZV9
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Ледяной пакет