

## Поликлональное Антитело Против Fgf3 Для Вб, Ифа — P11487

Артикул: CM0021070

### введение

Поликлональное антитело кролика против FGF3, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий FGF3 и обладает перекрестной реактивностью с крысиным белком. Идеально подходит для исследований эмбрионального развития и дифференцировки клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                |
|---------------------------|-------------------------|
| Название продукта         | FGF3 Rabbit pAb         |
| Примечания/алиасы         | INT2; HBGF-3; FGF3      |
| Вид                       | Человек                 |
| GeneID (человек)          | 2248                    |
| GeneID                    | 2248                    |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид    |
| Источник                  | Кролик                  |
| Категория                 | Поликлональные антитела |
| Применение                | ВБ, ИФА                 |
| Перекрестная реактивность | Крыса                   |
| SWISS                     | P11487                  |
| Молекулярная масса белка  | 27 кДа                  |
| Доставка                  | Холодовой пакет         |