


Поликлональное Кроличье Антитело К Fgf4 Для Вестерн-Блота И Ифа — P08620

Артикул: CM0016148



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, направленное против фибробластного фактора роста 4 (FGF4) человека. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, демонстрирует перекрестную реактивность с крысиным антигеном. Идеально подходит для исследований эмбрионального развития, клеточной дифференцировки и факторов роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGF4 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	HST, KFGF, FGF-4, HST-1, HSTF1, K-FGF, HBGF-4, HSTF-1, FGF4
Вид	Человек
ID гена	2249
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 31-206 FGF4 человека (NP_001998.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P08620
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Хладоэлемент