

Поликлональное Антитело Против Fgf6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P10767

Артикул: CM0030563

введение

Аффинно очищенное кроличье поликлональное антитело против FGF6 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Направлено против человеческого FGF6 (HST2/HBGF-6); перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований пролиферации клеток, дифференцировки, ангиогенеза и миогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGF6 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	HST2; HBGF-6; FGF6
Вид	Человек
GeneID (человек)	2251
GeneID	2251
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого FGF6 (NP_066276.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10767
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	С ледяным пакетом