

Рекомбинантное Моноклональное Антитело Кролика Anti-Fgf7/Kgf Для Wb, Elisa — P21781

Артикул: CM0009057

введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика против человеческого FGF7/KGF, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований факторов роста и пролиферации эпителиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против FGF7/KGF
Примечания/синонимы	KGF; HBGF-7; фактор роста фибробластов 7; FGF7/KGF
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2252
Идентификатор гена	2252
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого FGF7 (NP_002000.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P21781
Молекулярная масса белка	12 кДа/23 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом