


Поликлональное Антитело Против Fgf9 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P31371

Артикул: CM0028679



введение

Кроличье поликлональное антитело к FGF9 (GAF, FGF-9, SYNS3, HBFG-9) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано для образцов человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области биологии развития, глиальных клеток и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGF9 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	GAF; FGF-9; SYNS3; HBFG-9; HBGF-9; FGF9
Вид	Человек
GeneID (человек)	2254
GeneID	2254
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31371
Молекулярная масса белка	23кДа
Доставка	С охлаждающим элементом