

Поликлональное Антитело Против Fgfr1Op Для Вб, Ифа - O95684

Артикул: CM0023727



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к FGFR1OP, валидированное для вестерн-блота и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Направлено на centrosomal protein 43 для исследований цитоскелета и ресничек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к FGFR1OP
Примечания/Альтернативные названия	FOP; FGFR1OP
Вид	Человек
ID гена (человек)	11116
ID гена	11116
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-70 человеческого FGFR1OP (NP_919410.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O95684
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Холодовая упаковка