

Моноклональное Антитело К Fgfr2 (Верифицированное Кн) Для Вестерн-Блота И Ифа — P21802

Артикул: CM0002436



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого FGFR2 (P21802), верифицированное для применения в вестерн-блоттинге (WB) и иммуноферментном анализе (ИФА). Подходит для исследований клеточной сигнализации, развития и биологии рака на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное КН] кроличье моноклональное антитело к FGFR2
Примечания/Синонимы	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; R2
Вид	Человек
ID гена (человек)	2263
ID гена	2263
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого FGFR2 (P21802).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P21802
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом