

Поликлональное Антитело Anti-Fgfr2 Для Wb, If/Icc, Elisa - P21802

Артикул: CM0013129



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого FGFR2, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения пролиферации и дифференцировки клеток, а также сигнальных путей развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к FGFR2
Примечания/синонимы	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; FGFR2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2263
GeneID	2263
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P21802
Молекулярная масса белка	92 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом