

Поликлональные Антитела Против Fgfr3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P22607

Артикул: CM0017553



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий FGFR3, предназначенные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обладают перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком. Незаменимый инструмент для исследований развития скелета и онкологических заболеваний, связанных с FGFR3.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGFR3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX; FGFR3
Вид	Человек
ID гена (человек)	2261
ID гена	2261
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 700-806 человеческого FGFR3 (NP_000133.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22607
Молекулярная масса белка	88 кДа
Доставка	Холодовая упаковка