

Кроличье Моноклональное Антитело Против Fgfr3 Для Ihc-P И Elisa - P22607

Артикул: CM0003384



введение

Кроличье моноклональное антитело (mAb) против FGFR3, валидированное для применения в IHC-P и ELISA. Специфически распознает человеческий FGFR3 (P22607). Идеально подходит для изучения развития скелета, сигнальных путей при раке и путей рецепторной тирозинкиназы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против FGFR3
Примечания/Псевдоним	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSGFR3EX; FGFR3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2261
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого FGFR3 (P22607)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P22607
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Сумка со льдом