

Моноклональное Антитело Против Fgfr4 Для Wb, Elisa - P22455

Артикул: CM0004201



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого FGFR4 (P22455). Подходит для вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований в области клеточной сигнализации, метаболизма липидов и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGFR4 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	TKF, JTK2, CD334, FGFR4
Вид	Человек
GeneID (человек)	2264
GeneID	2264
Иммуноген	Синтетический пептид (а.о. 700-802 человеческого FGFR4, P22455)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22455
Молекулярный вес белка	88 кДа
Доставка	Сумка со льдом